

Аппарат рентгеновский стоматологический портативный DEXCO, модели ADX-4000 (Южная Корея)

DEXCOWIN
Creative Innovation and Technology



Описание:

- Вариант исполнения портативный
- Графический LCD дисплей
- Пульт дистанционного управления (опционально)
- Защитный экран (опционально)
- Более 350 снимков без подзарядки аккумулятора
- Два аккумулятора и зарядное устройство в комплекте
- Малодозовая технология позволяет снизить дозу облучения на 30%
- Учёт количества сделанных снимков
- Современный, эргономичный дизайн
- Технология 3 в 1 (рентген + компьютер + визиограф)
- Touch screen монитор с возможностью передачи снимков по WiFi
- Встроенная память 16 Gb.

Технические характеристики аппарата:

- Рентгеновская труба Toshiba (Япония)
- Высокочастотный генератор инверторного типа
- Диаметр фокусного пятна - 0,8 мм
- Фиксированное анодное напряжение – 60 кВ
- Анодный ток – 2 мА
- Угол расхождения лучей - 20°
- Время экспозиции 0,05 сек. – 1,35 сек.
- Проникающая радиация – менее 0,25 mGy/h (на 1 м.)
- Вес нетто 1,8 кг.
- Не требует монтажа и обучения персонала

Технические характеристики сенсора:

- Разрешение сенсора 23 п.л./мм.
- Размер пикселя 22x22 мКр.
- Ударопрочный, водонепроницаемый.
- Технология – CMOS
- Размер сенсора 30 x 20 мм.



**Гарантийные обязательства в течение 24 мес.
Полный пакет документов для лицензирования.
Срок поставки: со склада**